



Pico Fuktvarsler

Beregnet for å registrere og varsle fukt og væsker.

Funksjonsbeskrivelse:

Fukt laken i sengen detekterer fuktighet og væske. Sensor mottaker får signal om dette via tilkoblings ledning, og varsler trådløst til Personsøkeren, eller en av de andre "Viderevarslerne".

Pico Fuktvarsler kan gjøres trådbunden med impuls varsling. Perfekt til bruk i forbindelse sykesignal anlegg eller andre typer varslings anlegg som har mulighet for tilkobling av eksternt utstyr med kabel.

Fordeler med pakken:

- Enkel oppsetting og bruk.
- Varsling med lyd og vibrasjon. Henviser til lokale nr. Kan enkelt endres
- Sensoren er et tynt bomulls laken som kan vaskes igjen og igjen
- Signal sendes trådløst direkte til personsøker
- Gjennomtestet og stabilt system, som i dag er førstevalg hos hjelpemiddelsentralen.
- Varslingen kan samkjøres med eksisterende varslingsystemer
- 8 enheter kan kobles til personsøkeren.

Pico Fuktvarsler består av

- Fukt laken(P142A)
- Tilkoblings ledning(P141E)
- Radiosender(P163BBA)
- Personsøker (P137CAA) (Tilbehør)

Har du spørsmål om varslings, er du alltid velkommen til å ringe til 37 11 99 50. Vi tilpasser hver løsning så den passer til ditt behov.



Trenger du et varslingsystem?
Vi kan hjelpe!

«Følg oss på Facebook og få våre nyheter først»

www.picomed.no

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, behov for en utprøving eller ønske om kjøp eller visning.
Andre hjelpemidler fra Picomed:
Omgivelseskontroll, roboter, demensomsorg og el. rullestol.



Pico fraværstetektor til sengen

Funksjonsbeskrivelse:

Sengematten aktiveres når noen legger seg. Straks noen forlater sengen vil radiosenderen varsle dette trådløst til en av "Viderevarslerne"

«Nærperson blir varslet når en forlater eller faller ut av sengen»

Fallsensor med radiosender

Funksjonsbeskrivelse:

Fallsensor detekterer fall, forvarsler den som bærer sensoren etter 15 sekunder. Viderevarsler hvis ikke personen har reist seg i løpet av 30 sekunder. Varsler da trådløst til en av "Viderevarslerne". Det vil si at et komplett varslingsystem for fall består av P135BA pluss en mottaker.

Den som bærer fallsensoren kan også be om assistanse fra den som bærer personsøkeren ved å trykke på "HJELP" knappen

Rekkevidde:

450m ved fri sikt. Rekkevidde påvirkes/redueres av omgivelsene, eksempelvis armerte murvegger, glass osv(God dekning i og rundt en vanlig enebolig). Rekkevidde kan enkelt utvides ved hjelp av signalforsterker P164 HMS-artnr. 195001



Alarm mottaker eksisterende sykesignalanlegg

Med boksen kan du enkelt viderevarsle alarm til eksisterende anlegg. Alarm varsles med relé utgang



Viderevarsling eksternt

Pico oppringer, radio mottaker, sender alarm over tele nettet, kan ringe opptil 8 nr. gir en talebeskjed

Personsøker / Alarm mottager

Med lysindikator, vibrasjon og lyd, motta fra 8 enheter



Personsøkeren er trådløs, og mottar varsling fra alle Picomed sendere og detektorer. Varsler med vibrasjon og lyd, og kan angi lokasjon som lokaler, navne eller annet. Mottar fra opp til 8 enheter.